

# **aromed** Vaporizer

**Reinheit und Gesundheit für Ihr Wohlbefinden**

## **Inhalt**

Anleitungen	Seite	xxx
Pflanzenindex	Seite	xxx
Wichtige Hinweise	Seite	xxxx
Zubehörseite xxx		
Technische Daten	Seite	xxx

**Chira ist bei uns und irgendwo zurück**

# Anweisungen

## Der erste Schritt zum Wohlbefinden

### Vorbereiten des AroMed ooo Verdampfers

- Waschen Sie den Wasserfilter (1) aus und füllen Sie einen Fingerbreit Wasser ein. Schließen Sie Silikonschlauch und Mundstück an.
- Befestigen Sie den Wasserfilter (flache Seite zur Elektronikbox) mit dem beiliegenden Gummiband  
(2). Vermeiden Sie Spritzwasser!
- Füllen Sie das gewünschte Material in den Halter ein(3). Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Material und dem Glas des Heizelements ein Abstand von mindestens 5 mm besteht(4).
- Biegen Sie nun den flexiblen Arm mit dem Heizelement (4) in die Halterung. Berühren Sie den Griff  
(5) vorsichtig nur oberhalb der Rille. Drücken Sie den Griff auf den Halter, bis er einrastet.
- Verbinden Sie den AroMed ooo Verdampfer mit Gleichstrom (90 bis 250 Volt, 50 bis 60 Hertz) mit dem Netzanschlusskabel (6).
- Das Display (7) zeigt "Standby" ("----")

### Verdampfen

- Drücken Sie die rote Taste (8) an der Frontplatte. Wählen Sie die gewünschte Verdampfungstemperatur mit den Plus+(9) und Minus-(10) Tasten. Für optimale Temperaturen siehe Pflanzenverzeichnis.
- Während der Aufheizphase leuchtet ein roter Punkt auf der oberen linken Seite des Displays konstant. Wenn der rote Punkt blinkt, ist das System auf die gewählte Temperatur aufgeheizt. Jetzt können Sie sanft und tief inhalieren. Der rote Punkt sollte die ganze Zeit über blinken. Wenn Sie zu stark inhalieren, leuchtet der rote Punkt dauerhaft.
- Beobachten Sie das Pflanzenmaterial: Wenn es dunkelbraun wird, ist die gewählte Temperatur definitiv zu hoch, passen Sie sie durch Drücken der Taste "-" an.
- Um den AroMed ooo Verdampfer auszuschalten, drücken Sie die rote Taste. Die zuletzt gewählte Temperatur wird gespeichert. Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

- Wir empfehlen, den Silikonschlauch, den Wasserfilter und die Mundstücke nach dem Gebrauch in kochendem Wasser zu reinigen oder mit einer geeigneten Desinfektionslotion zu desinfizieren.

## Pflanzenindex

**Verdampfen oder inhalieren Sie keine Substanzen, die Sie nicht kennen, ohne den Rat Ihres Nicht-Mediziners oder Apothekers!**

Generell kann jeder Tee oder jedes Medikament mit dem AroMed ooo Vaporizer verwendet werden.

Um die Wirkung zu verstärken, ist es möglich (und schmackhaft), das benutzte Wasser aus dem Wasserfilter zu trinken, der kondensierte Wirkstoffe bis zu einem gewissen Grad enthält. Homöopathische Flüssigkeiten und Tinkturen der Traditionellen Chinesischen Medizin können mit dem zusätzlichen MagicGlassFoam (siehe Zubehör) inhaliert werden. Bitte fragen Sie Ihren Aromatherapeuten oder Heilpraktiker nach Heilpflanzen, die Ihren Bedarf decken.

Um diesen Index leichter zu verstehen, sind die Verdampfungstemperaturen der Wirkstoffe in drei Kategorien angegeben. Wenn das Pflanzenmaterial sehr trocken und/oder sehr fein gemahlen ist, können Sie es zunächst mit niedrigeren Temperaturen versuchen.

= Verdampfungstemperaturen bis zu 130°C / 266°F

= Verdampfungstemperaturen bis zu 190°C / 374°F

= Verdampfungstemperaturen bis zu 235°C / 455°F

<b>beliebt</b>	<b>botanisch</b>	<b>medizinische Verwendung</b>
Anis, Stern	Anisfraktus	bronchiales System
Basilikum	basilici	Asthma, Schlangheitskur
Basilikum	Thea nigra folium	anregend
Kamillen blüten	Matricariae flos	Entzündung, bronchial
Nelken	Caryophylli flos	keimtötend, lokal schmerzlindernd
Huflattichwurzel	farfarae folium	Asthma, Bronchialsystem
Schlüsselblumenbl üte	Primulae flos	in bronchialen Gemischen
Eukalyptusblätter	Eukalyptusblatt	desinfizierend, keimtötend, schleimlösend
Fenchel, bitter	Foeniculi amari fructus	in bronchialen Gemischen
Ginkoblätter	Ginkofolium	Gefäßerweiterung, Goethes Tonikum
Guarana	Guarana	anregend
Hopfenzapfen	Lupuli strobulus	beruhigend, Stresssyndrome
Hopfendrüsen	Lupuli glandula	Einschlafen
Efeublätter	hederae	in Beruhigungsmittelmischungen

Kavakawa-Wurzel	Kava - Kava-Rhizom	anregend
Lavendelblüte	Lavendelfelder	Stress, Gallenblasensymptome
Zitronenschale	Perikarpium citri	Aromatherapie: stimmungsaufhellend
Lindenblüte	tiliae flos	bronchiales System
Süßholzwurzel	Radix liquiritae	bronchiales System
Lungenkraut	pulmonariae	bronchiales System
Eibischwurzel	Althaeae-Radix	bronchiales System
Matetee	Begleitseite	anregend
melissa	melissa spp.	leicht krampflösend
Minze, knusprig	Mentha piperita	schmerzhafte Menstruation, Gallensekretionsdefizite
Orange, bitter	aurantium spp.	Aromatherapie: stimmungsaufhellend
Petersilie	Petroselinum crispum	keimtötend, harntreibend
Passionsblume	Passiflorae	Aromatherapie: stimmungsaufhellend
Pimpinellwurzel	Pimpinellae radix	in bronchialen Gemischen
Roter Sonnenhut	Echinacea angustifoliae radix	Stimulierung des Immunsystems
Quebrachorinde	Quebrachorinde	anregendes Sputum
rauwolfia-Wurzel	rauwolfiae radix	gegen Bluthochdruck
Spitzwegerichblät- ter	plantaginis lanceolatae folium	bronchiales System
Salbei	Salvia officinale	stoppt den Schweißfluss, leicht krampflösend
Salbei, violett	Salvia sclarea	stark krampflösend, schmerzhafte Menstruation
Johanniskraut	hyperici	beruhigend, antidepressiv
Thymian	thymi	Stark antiseptisch, - bakteriell. Keuchhusten
Baldrian	Baldrian spp.	Beruhigend

Im AroMed ooo Vaporizer wurde nur etwa 1/3 der normalen Teedosierung aufgetragen. Trotzdem waren die Ergebnisse besser. Dies ist auf die sofortige Linderung zurückzuführen, während Tees eine verzögerte Wirkung hatten, manchmal erst nach Stunden.

Bitte fragen Sie Ihren Aromatherapeuten oder Heilpraktiker nach Heilpflanzen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Der AroMed ooo Vaporizer ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Jede kommerzielle Nutzung bedarf der Zustimmung des Herstellers.

## **Wichtige Hinweise**

Der AroMed ooo Vaporizer bietet viele Möglichkeiten, reine Pflanzeninhaltsstoffe absolut teerfrei und unbelastet zu inhalieren. Unverfälschtes Aroma wird freigesetzt und bietet die Möglichkeit einer äußerst genussvollen Inhalation.

Das System funktioniert einfach, aber sehr effektiv: eine schonende Extraktion von Wirkstoffen entweder aus Flüssigkeiten (mit dem Zubehör MagicGlassFoam) bei genau gewählten Temperaturen ist möglich. Sie können die Temperatur in 1°Celsius oder 2°Fahrenheit Schritten wählen. Mehr als 90% der Wirkstoffe werden schonend abgegeben und sanft inhaliert. So ist eine schnelle Linderung und eine zuverlässige sowie reproduzierbare Wirkung garantiert.

Die sanfte Art der Extraktion der Wirkstoffe ermöglicht eine sehr genaue Dosierung. Im Vergleich zum Verbrennen von Substanzen können Sie mit dem AroMed ooo Vaporizer fünf- bis zehnmal so oft inhalieren.

### **Das reine und effektive Gefühl**

Eine saubere Warmluftquelle und der Wasserfilter, der das Eindringen von Staub in das Bronchialsystem verhindert, garantieren eine gesunde Inhalation.

Nur etwa ein Drittel der Menge, die für Tees oder zum Verbrennen verwendet wird, ist bei der Verwendung im AroMed ooo Vaporizer notwendig. Dennoch sind die Effekte gleich oder sogar besser.

### **Präzise und einfach: Die Wahl der richtigen Temperatur**

- Um zwischen °Fahrenheit und °Celsius umzuschalten, drücken Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig für etwa drei Sekunden.
- Wenn das Material beim Inhalieren dunkelbraun wird, ist die gewählte Temperatur definitiv zu hoch! Drücken Sie die "-"-Taste, um die Temperatur zu senken. Das Material sollte am Ende des Inhalationsvorgangs eine hellbraune Farbe haben!
- Beachten Sie, dass bei intensiver Inhalation die Anzeigetemperatur höher gewählt werden sollte als bei sehr leichtem Einatmen. Der Kalibrierungsdurchschnitt ist eine Inhalation von drei Litern Luft pro fünf Sekunden.
- Die Wärmequelle ist eine UV-lichtfreie Halogenbirne. Da sie oberhalb des Pflanzenmaterials angebracht ist, findet keine Verdampfung statt, wenn nicht inhaliert wird. Wenn der AroMed ooo Vaporizer eingeschaltet ist und nicht benutzt wird, kühlt die Pflanzenfüllung so weit ab, dass keine Substanzen verdampft werden. Die Substanzen werden sofort verdampft, wenn der Benutzer wieder inhaliert. Dies ermöglicht es Ihnen, den AroMed ooo Vaporizer mit einer gewissen Menge an Material zu füllen, die in beliebigen Abständen inhaliert werden kann.

## **Auswechseln der Halogenbirne oder der eingebauten Sicherung**

- Die handelsübliche Halogenbirne (Sockel GY 6.35, max. 50 W, am besten UV-frei) lässt sich bei Durchbrennen (das erst nach mehr als 1000 Stunden Dauerbetrieb der Fall ist) leicht austauschen. Dazu schrauben Sie das Glas vom Verdampferkopf ab, während Sie den Griff festhalten. Berühren Sie die Glühbirne nicht, sondern verwenden Sie ein sauberes Tuch oder Handschuhe. Achten Sie beim Aufschrauben des Glases des Verdampferkopfes darauf, dass das Thermoelement (dünner Draht an der Lampenfassung) nicht verschoben wird!
- In der Steckerleiste ist eine Sicherung (2 Ampere) integriert, die bei Bedarf ausgetauscht werden muss.

### **Wichtig!**

- Um Schäden und Störungen zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie bei Ihrem AroMed ooo Vaporizer auf.
- Lassen Sie den AroMed ooo Verdampfer immer unter Aufsicht, solange er in Betrieb ist! Bei Nichtgebrauch ziehen Sie bitte immer den Stecker aus der Steckdose!
- Berühren Sie niemals heiße Teile Ihres AroMed ooo Verdampfers mit bloßen Händen. Heiße Teile sind der Halter und das Heizelement während oder kurz nach dem Gebrauch. Beachten Sie generell die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei einem Lötgerät oder einem elektrischen Bügeleisen!
- Die Glasteile sind aus bestem Borosilikatglas gefertigt. Dennoch geben wir keine Garantie auf diese Teile.
- Der AroMed ooo Vaporizer sollte nur von uns geöffnet und repariert werden! Ansonsten können wir keine Garantie übernehmen! Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten.
- Wir übernehmen keine Garantie, wenn der AroMed ooo Vaporizer nicht sorgfältig behandelt oder auf andere Weise als in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde.

### **Zubehör für den AroMed ooo Vaporizer:**

- MagicGlassFoam  
Zum Verdampfen aller Arten von Flüssigkeiten.
- AromaTop  
Der AroMed ooo Vaporizer wird zu einem Raumbegasungsgerät.
- Zusätzliche Mundstücke  
Sie sollten gehalten werden, wenn mehrere Personen mit dem AroMed ooo Vaporizer inhalieren.

## **Atmen Sie reine Natur Die Verwendung von lila Salbei**

Dieses Beispiel erklärt die Verwendung von violetter Salbei (*salvia sclarea*) mit dem AroMed ooo Vaporizer. Purpursalbei, wie auch seine Varietäten *Salvia officinalis* (Gewürzsalbei) und *Salvia divinorum* (eine Varietät, die in traditionellen ethnobotanischen Behandlungen von lateinamerikanischen Indianern verwendet wird), ist ein Arzneimittel mit einer breiten Palette von Anwendungen. Er wird gegen Bronchitis und andere Atemwegserkrankungen sowie gegen alle Arten von Krämpfen eingesetzt. Außerdem wird er in der ayurvedischen (asiatischen) Therapie als starker Stimmungsaufheller aufgeführt. Purpursalbei besitzt starke antiseptische und antibiotische Substanzen, die mit dem AroMed ooo Vaporizer inhaliert werden können.

Füllen Sie den Filterkopf mit ca. 1/2 Teelöffel violetten Salbei und wählen Sie eine Temperatur von 130°C / 266°F. Die Verdampfungstemperatur hängt von der Feuchtigkeit des Materials ab. Je feuchter das Material ist, desto höher muss die Temperatur gewählt werden.

### **Achten Sie darauf, dass zwischen dem Verdampferkopf und dem Pflanzenmaterial ein Abstand von mindestens 5 mm besteht!**

Wenn der rote Punkt oben links auf dem Display zu blinken beginnt, ist Ihr AroMed ooo Vaporizer einsatzbereit. Atmen Sie weich, tief und gleichmäßig ein. Halten Sie den Atem so lange wie möglich an. Beim Ausatmen werden Sie das feine und unverfälschte Aroma schmecken. Wenn Sie Ihren AroMed ooo Vaporizer in einer Gruppe verwenden möchten (z.B. für Rauchzeremonien), empfehlen wir Ihnen, Mundstücke für den Silikonschlauch zu verwenden.

Behandlungen mit violetter Salbei wurden bei Klienten mit starkem Husten oder bronchialen Symptomen und bei weiblichen Klienten mit Menstruationskrämpfen durchgeführt. Bei allen Patienten war eine sofortige Linderung festzustellen.

Bei Bronchial- und Asthmabeschwerden waren Mischungen mit Nelken und Huflattich sehr erfolgreich.

Bei Menstruationskrampfsyndromen brachte eine Mischung mit Weidenrinde (5 Teile Purpursalbei, 1 Teil geschredderte Weidenrinde) innerhalb weniger Minuten Linderung. Mischungen von Stoffen sollten nur dann vorgenommen werden, wenn sich ihre Verdampfungstemperaturen nicht mehr als +/- 25°C unterscheiden. Andernfalls schlagen wir vor, einen Stoff nach dem anderen bei seiner eigenen Temperatur zu verdampfen.

Die Wirkstoffe werden vollständig extrahiert, wenn der inhalierte Dampf eher nach Stroh als nach Aroma schmeckt.

Da der Luftstrom auf durchschnittlich 3 Liter pro 5 Sek. kalibriert ist, wird die Verdampfungstemperatur niedriger sein, wenn Sie stärker ziehen, und höher, wenn Sie sanft inhalieren.

## **Lieferung von Ersatzteilen**

Bitte E-Mail: [research@AroMed.com](mailto:research@AroMed.com)

# Technische Daten

Temperaturbereich: 60 bis 235°C, in Schritten  
von 1°C  
152 bis 458°F, in Schritten von 2°F

Stromversorgung: 90-250 V~

Häufigkeit: 50-60 Hertz

Ausgangsleistung: max. 65W

Mikroprozessor: NEC

EMV-Richtlinien 89/336/EWG, EMVG  
Niederspannungs-Richtlinien  
72/23/EWG

Änderungen, die dem aktuellen Stand der Technik und der Verbesserung der Funktionalität dienen, sind möglich.



EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten